

アルブミン製剤使用時は 注射剤の最後まで使い切りましょう




アルブミン製剤を投与した患者さんから返却された薬剤

- ・通気(エア)針が、不完全な場合に落ちきらない事が考えられます。(エア針は1本ずつ新品を使って下さい)
 - ・エア針を刺す時は、「先端を指で押さえた状態で」「針を下から真っ直ぐ差し込んで下さい」
- ★アルブミン製剤は、血液から作られる、貴重な血漿分画製剤です。善意による、献血で製造されています。
- ★エア針は、針先が液面上に出たことを確認して使って下さい。

エア針

Q ディスポーザブルエア針の刺し方を教えてください。

- A
1. 投与する製品のゴム栓に輸液セットの瓶針を刺し、バイアルをさかさまに吊るしてください。
 2. ディスポーザブルエア針のプロテクターを外し、フィルター部の先端(通気部)を指で押さえた状態で、輸液セットの瓶針刺入部とは別の部位に針を下からまっすぐ差し込んでください。
 3. ディスポーザブルエア針の針先が液面上に出たことを確認してから、指を離してください。



より安全な医療をみんなで行っていきましょう!!